


Wb, Ihc, If, Elisa용 항티로신 히드록실레이즈 단클론 항체 - P07101

품목 번호: CM0004093



소개

인간 티로신 히드록실레이즈(TH, TYH)를 표적으로 하는 재조합 토끼 단클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IHC-P 및 ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 래트와 교차 반응성이 있습니다. 카테콜아민 및 파킨슨병 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	티로신 히드록실레이즈 토끼 mAb
비고/별칭	TYH; DYT14; DYT5b
종	인간
유전자ID (인간)	7054
유전자ID	7054
면역원	인간 티로신 히드록실레이즈(NP_954986.2)의 아미노산 411-528에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P07101
단백질 분자량	59kDa
배송 방식	아이스 팩