


Wb, If/Icc, Elisa용 티로신 하이드록실라제 토끼 다클로날 항체 - P07101

품목 번호: CM0012881



소개

사람, 마우스, 랫트의 웨스턴 블롯(Western Blot), IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 고품질 티로신 하이드록실라제 토끼 다클로날 항체입니다. 카테콜아민 생합성 연구 및 IVD 검법 개발에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	사양
제품명	Tyrosine Hydroxylase Rabbit pAb
비고/별칭	TYH; DYT14; DYT5b; Tyrosine Hydroxylase
종(Species)	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7054
유전자 ID	7054
면역원(Immunogen)	사람 티로신 하이드록실라제 (NP_954986.2)의 아미노산 411-528 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
공급원(Source)	토끼 (Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P07101
단백질 크기(Protein Weight)	59kDa
배송(Shipping)	아이스 팩 (Ice bag)