


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항티로신 수산화효소 토끼 다클론 항체 - P07101

품목 번호: CM0016247



소개

사람 티로신 수산화효소에 대한 토끼 다클론 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 사람, 마우스, 랫드와 반응합니다. 카테콜아민 생합성의 속도 제한 효소를 표적으로 하며, 신경과학 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	티로신 수산화효소 토끼 pAb
비고/별칭	TYH; DYT14; DYT5b; 티로신 수산화효소
종	사람
GeneID (사람)	7054
면역원	사람 티로신 수산화효소(NP_954986.2)의 411-528번 아미노산에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 공급원	토끼
분류	다클론 항체
적용	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	P07101
단백질 분자량	45-59 kDa
배송	아이스팩