

Anti-U1A/Snrpa 토끼 단일클론 항체 (Wb, If/Icc, Ip, Elisa용) - P09012

품목 번호: CM0008313



소개

U1A/SNRPA를 표적으로 하는 고평가성 토끼 단일클론 항체로, 인간, 마우스, 래트 샘플에서 WB, IF/ICC, IP, ELISA로 검증되었습니다. 스플라이세오솜 및 RNA 처리 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	U1A/SNRPA 토끼 mAb
비고/별칭	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
종	인간
GeneID (인간)	6626
GeneID	6626
면역원	합성 펩티드 인간 U1A/SNRPA (P09012)의 아미노산 1-100 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
공급원	토끼
카테고리	단일클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P09012
단백질 분자량	31kDa
배송 방법	아이스팩