

## Anti-U11/Snrpa 토끼 다클로날 항체 (Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용) - P09012

품목 번호: CM0025341



### 소개

U1A/SNRPA를 타겟으로 하는 토끼 다클로날 항체로, WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 스플라이스솜 및 RNA 가공 연구에 이상적입니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                     |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | U1A/SNRPA Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭                    | U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA                                            |
| 종(Species)               | Human (인간)                                                            |
| GeneID (Human)           | 6626                                                                  |
| GeneID                   | 6626                                                                  |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 U1A/U1A/SNRPA (NP_004587.1)의 아미노산 1-282에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | Rabbit (토끼)                                                           |
| 카테고리                     | Polyclonal Antibodies (다클로날 항체)                                       |
| 애플리케이션(Application)      | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                              |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human, Mouse, Rat (인간, 마우스, 랫트)                                       |
| SWISS                    | P09012                                                                |
| 단백질 분자량                  | 31kDa                                                                 |
| 배송(Shipping)             | 아이스 팩(Ice bag)                                                        |