


항-U2Af1 토끼 다클론 항체, Wb·ihc·P·ip·elisa용 - Q01081

품목 번호: CM0017765



소개

U2AF 스플라이싱 인자의 35 kDa 서브유닛인 인간 U2AF1을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었으며 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 전구체 mRNA 스플라이싱 및 진단 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	U2AF1 토끼 pAb
비고/별칭	RN; FP793; U2AF35; U2AFBP; RNU2AF1; U2AF1
종	인간
유전자 ID (인간)	7307
면역원	인간 U2AF1 (NP_006749.1)의 아미노산 1-100번 서열에 해당하는 합성 펩타이드
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫트
SWISS	Q01081
단백질 분자량	28kDa
배송	아이스 팩