

Wb, Ihc-P, Ip, Elisa용 Anti-U2Af2/U2Af65 단일클론 항체 - P26368

품목 번호: CM0009930



소개

인간 U2AF2/U2AF65 (P26368)를 표적으로 하는 토끼 단일클론 항체입니다. WB, IHC-P, IP, ELISA에서 검증되었으며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 스플라이싱 및 mRNA 프로세싱 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	U2AF2/U2AF65 토끼 mAb
비고/별칭	U2AF65; U2AF2/U2AF65
종	인간
GeneID (인간)	11338
GeneID	11338
면역원	합성 펩타이드 - 인간 U2AF2/U2AF2/U2AF65 (P26368)의 아미노산 376-475에 해당하는 서열의 합성 펩타이드.
원천	토끼
범주	단일클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P26368
단백질 분자량	54kDa
배송	아이스백