

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 항-U2Af2/U2Af65 다클론 항체 - P26368

품목 번호: CM0022389



소개

인간 U2AF2/U2AF65를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, IP 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간 및 마우스와 교차 반응합니다. 스플라이싱, 3'말단 처리 및 mRNA 수출 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	U2AF2/U2AF65 토끼 pAb
비고/별칭	U2AF65; U2AF2/U2AF65
종	인간
GeneID (인간)	11338
GeneID	11338
면역원	인간 U2AF2/U2AF65 (NP_001012496.1)의 아미노산 192-471에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	P26368
단백질 분자량	54kDa
배송 방식	아이스 팩