

Wb 및 Elisa용 항-Uaca 토끼 다클론 항체 - Q9Bzf9

품목 번호: CM0028301

소개

인간 UACA(NUCLING)에 대한 고품질 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트 시료와 반응합니다. 세포사멸 및 세포골격 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UACA 토끼 pAb
비고/별칭	NUCLING; UACA
종	인간
유전자ID (인간)	55075
유전자ID	55075
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9BZF9
단백질 분자량	163kDa
배송	아이스백