

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Uap1 토끼 단일클론 항체 - Q16222

품목 번호: CM0010899



소개

사람 UAP1 (Q16222)을 타겟으로 하는 토끼 단일클론 항체로, WB, IF/ICC, ELISA에 적합하며 마우스 및 쥐와 교차 반응성을 가집니다. UDP-GlcNAc 생합성 및 선천성 면역 신호 조사에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UAP1 Rabbit mAb
비고/별칭	AGX; AGX1; AGX2; SPAG2; UAP1
종	사람 (Human)
GeneID (사람)	6675
GeneID	6675
면역원	합성 펩타이드 사람 UAP1 (Q16222)의 아미노산 400-500 내 서열에 상응하는 합성 펩타이드.
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
응용	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐 (Human, Mouse, Rat)
SWISS	Q16222
단백질 분자량	59kDa
배송	아이스 팩 (Ice bag)