


Wb, Ihc-P, Elisa용 Anti-Uap56/Ddx39B 단클론 항체 - Q13838

품목 번호: CM0007990



소개

인간 UAP56/DDX39B(Q13838)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드에서 인식합니다. 재조합 면역원(aa310-428)을 사용했습니다. mRNA 추출 및 스플라이소좀 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UAP56/DDX39B 토끼 mAb
비고/별칭	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
종	인간
유전자 ID(인간)	7919
유전자 ID	7919
면역원	인간 UAP56/DDX39B(Q13838)의 아미노산 310-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
항체 유래	토끼
분류	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	Q13838
단백질 분자량	49kDa
배송	아이스백