


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Uap56/Ddx39B 다클론 항체 - Q13838

품목 번호: CM0025422



소개

49 kDa 스플라이세솜 RNA 헬리카제인 UAP56/DDX39B(BAT1)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트에서 WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA로 검증되었습니다. mRNA 처리 및 내보내기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UAP56/DDX39B 토끼 pAb
비고/별칭	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
종	인간
GeneID (인간)	7919
GeneID	7919
면역원	인간 UAP56/DDX39B(NP_004631.1)의 아미노산 319-428에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q13838
단백질 분자량	49kDa
배송 방식	아이스백