


Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Uba1 다클론 항체 - P22314

품목 번호: CM0017867



소개

WB, IHC-P, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증된 고품질 토끼 유래 항-UBA1 다클론 항체입니다. 사람, 마우스, 쥐의 UBA1(118 kDa)과 반응합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 시스템 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBA1 토끼 pAb
비고/별칭	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
종	사람
유전자 ID	7317
면역원	사람 UBA1(NP_695012.1)의 아미노산 300-600에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 쥐
SWISS	P22314
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스백