


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 항Uba1 토끼 단클론 항체 - P22314

품목 번호: CM0003989



소개

인간, 마우스, 래트에서 WB, IF-P, IHC-P, ELISA로 검증된 고품질 UBA1 토끼 단클론 항체입니다. 유비퀴틴-프로테아좀 및 DNA 복구 연구에서 유비퀴틴 활성화 효소 E1(P22314)을 표적으로 합니다.

[자세히 알아보기](#)

사양	세부 정보
제품명	UBA1 토끼 단클론 항체
비고/별칭	AIS9; AIST; GXP1; UBE1; AIS9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBEIX; VEXAS; CFAP124; UBA1
종	인간
유전자 ID (인간)	7317
유전자 ID	7317
면역원	합성 펩티드 인간 UBA1(P22314)의 아미노산 959-1058번 내 서열에 해당하는 합성 펩티드입니다.
기원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P22314
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스백