


Wb, If-P, Ihc-P, Elisa용 Anti-Uba1/7 Rabbit Polymab® - P22314 / P41226

품목 번호: CM0007828



소개

사람 UBA1 및 UBA7 (UniProt P22314/P41226)를 타겟팅하는 재조합 토끼 단일클론 항체로, WB, IF-P, IHC-P, ELISA에 대해 검증되었습니다. 유비퀴틴 경로 연구에 적합합니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	UBA1/7 Rabbit PolymAb®
비고/별칭	AIS9; A1ST; GXP1; UBE1; AIS9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	7317/7318
유전자 ID	7317/7318
면역원	합성 펩타이드
공급원	토끼 (Rabbit)
카테고리	단일클론 항체 (Monoclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
교차 반응성	사람 (Human), 마우스 (Mouse), 랫트 (Rat)
SWISS	P22314/P41226
단백질 크기	118kDa/112kDa
배송	아이스 백 (Ice bag)