


Anti-Uba3 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Elisa - Q8Tbc4

품목 번호: CM0003660



소개

UBA3 (NEDD8-activating enzyme E1 catalytic subunit, 52 kDa)에 대한 토끼 단일클론 항체. WB 및 ELISA에 대해 검증됨; 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응함. 네다일화 경로 및 세포 주기 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBA3 Rabbit mAb
비고/별칭	NAE2, UBE1C, hUBA3, UBA3
종	인간(Human)
GeneID (인간)	9039
GeneID	9039
면역원	인간 UBA3 (NP_003959.3)의 아미노산 1-463에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	단일클론 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	Q8TBC4
단백질 분자량	52kDa
배송	아이스 백(Ice bag)