

## Anti-Uba5 Rabbit Polyclonal Antibody For Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzz9

품목 번호: CM0014309



### 소개

UBA5(유비퀴틴-유사 변형 효소 활성화 효소 5)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 인간, 마우스 및 래트 샘플에 대한 WB, IHC-P 및 ELISA에 사용됩니다. 유프미화 연구에 적합합니다.

### 자세히 알아보기

| 파라미터        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | UBA5 Rabbit pAb                                                      |
| 비고/별칭       | DEE44; EIEE44; SCAR24; THIFP1; UBE1DC1; UBA5                         |
| 종           | 인간                                                                   |
| 유전자 ID (인간) | 79876                                                                |
| 면역원         | 재조합 단백질 인간 UBA5 (NP_079094.1)의 아미노산 1-404에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 원천          | 토끼                                                                   |
| 범주          | 폴리클로날 항체                                                             |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, ELISA                                                     |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                          |
| SWISS       | Q9GZZ9                                                               |
| 단백질 무게      | 45kDa                                                                |
| 배송          | 아이스백                                                                 |