

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 Anti-Uba52 Rabbit Monoclonal Antibody - P62987

품목 번호: CM0003467



소개

인간 UBA52 (P62987)에 대한 Rabbit monoclonal antibody입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에서 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴-리보솜 융합 단백질 L40을 검출하며, 유비퀴틴 경로 및 번역 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBA52 Rabbit mAb
비고/별칭	L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; UBA52
종	인간
GeneID (인간)	7311
GeneID	7311
면역원	인간 UBA52 (P62987)의 아미노산 1-100에 해당하는 합성 펩타이드.
원천	토끼
카테고리	모노클로날 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62987
단백질 분자량	15kDa
배송	아이스팩