

Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Uba6 Rabbit Polyclonal Antibody - A0Avt1

품목 번호: CM0026263



소개

유비퀴틴 활성화 효소인 UBA6(UBE1L2, E1-L2)에 대해 검증된 토끼 폴리클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 샘플에 대한 WB, IF/ICC, IP, ELISA에 적합합니다. 유비퀴틴 경로 및 생식 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBA6 Rabbit pAb
비고/별칭	E1-L2, MOP-4, UBE1L2, UBA6
종	인간
GeneID	55236
면역원	인간 UBA6 (NP_060697.4)의 아미노산 1-260에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
원천	토끼
범주	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	A0AVT1
단백질 분자량	118kDa
배송	아이스팩