

Wb, If/Icc, Elisa용 항Ubac2 다클론 항체 - Q8Nbm4

품목 번호: CM0015365

소개

유비퀴틴 연관 도메인 함유 단백질 2(UBAC2)를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 웨스턴 블롯, 면역형광 및 ELISA에서 검증되었습니다. 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 소포체 자가포식(ER-phagy) 및 Wnt 신호 전달에 관여합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBAC2 토끼 pAb
비고/별칭	PHGDHL1; UBAC2
종	인간
유전자 ID (인간)	337867
유전자 ID	337867
면역원	인간 UBAC2 (NP_001137544.1)의 아미노산 220-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q8NBM4
단백질 분자량	39kDa
배송	아이스 팩