

Wb, Elisa용 Anti-Ubac2 토끼 다클로날 항체 - Q8Nbm4

품목 번호: CM0023044

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 고품질의 Anti-UBAC2 토끼 다클로날 항체입니다. 인간 및 마우스 UBAC2(ER-파지 수용체 및 Wnt 신호 조절 인자)와 반응합니다. 자가포식 및 림프구 신호 연구에 필수적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBAC2 Rabbit pAb
비고/별칭	PHGDHL1, UBAC2
종(Species)	Human
GeneID (Human)	337867
GeneID	337867
면역원(Immunogen)	인간 UBAC2 (NP_001137544.1)의 아미노산 220-310에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)
애플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Mouse
SWISS	Q8NBM4
단백질 분자량(Protein Weight)	39kDa
배송(Shipping)	아이스 백 (Ice bag)