

Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa용 항-Ubash3B 다클론 항체 - Q8Tf42

품목 번호: CM0030893



소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA용 UBASH3B(STS-1/TULA-2) 토끼 다클론 항체. 인간, 마우스, 쥐와 반응합니다. 수용체 티로신 키나아제 신호 전달 및 유비퀴틴화 경로 연구에 이상적입니다. 73kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBASH3B 토끼 pAb
비고/별칭	p70, STS1, STS-1, TULA2, TULA-2, UBASH3B
종	인간
유전자 ID	84959
면역원	인간 UBASH3B(NP_116262.2)의 아미노산 1-300에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	Q8TF42
단백질 무게	73kDa
배송	아이스팩