

Wb, Elisa용 항-Ube1L / Uba7 단클론 항체 - P41226

품목 번호: CM0006532



소개

WB 및 ELISA용 인간 Ube1L/UBA7을 표적으로 하는 고품질 토끼 단클론 항체. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. ISG15 접합 및 항바이러스 면역 연구에 이상적입니다. - 112kDa.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ube1L / UBA7 토끼 mAb
비고/별칭	D8, UBE2, UBE7, UBA1B, UBE1L, Ube1L / UBA7
종	인간
유전자 ID (인간)	7318
유전자 ID	7318
면역원	인간 Ube1L / UBA7 (NP_003326.2)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P41226
단백질 분자량	112kDa
배송 방식	아이스백