

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ube2A 다클론 항체 - P49459

품목 번호: CM0028914



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 토끼 유래 항-UBE2A 다클론 항체입니다. 인간, 마우스, 래트 UBE2A(RAD6A, 17kDa)를 검출합니다. 유비퀴틴 경로, 염색질 조절 및 미토파지 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2A 토끼 pAb
비고/별칭	UBC2; HHR6A; MRXSN; RAD6A; MRXS30; UBE2A
종	인간
유전자 ID (인간)	7319
유전자 ID	7319
면역원	인간 UBE2A(NP_003327.2)의 아미노산 1-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
기원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P49459
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백