

Wb, Elisa용 Anti-Ube2B 폴리클로날 항체 - P63146

품목 번호: CM0026533



소개

UBE2B(RAD6B)를 표적으로 하는 고품질 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었으며 인간, 마우스, 래트에 대한 교차 반응성을 보입니다. 유비퀴틴화 경로, 히스톤 변형, DNA 수복 메커니즘 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2B Rabbit pAb
비고/별칭	HR6B; UBC2; HHR6B; RAD6B; E2-17kDa; UBE2B
종	인간
유전자 ID (인간)	7320
유전자 ID	7320
면역원	재조합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P63146
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백