

Wb 및 Elisa용 Anti-Ube2C 폴리클로날 항체 - O00762

품목 번호: CM0022157



소개

인간 UBE2C (UbcH10)를 표적으로 하는 토끼 폴리클로날 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 세포 주기 조절 및 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2C Rabbit pAb
비고/별칭	UBCH10; dJ447F3.2; UBE2C
종(Species)	인간(Human)
GeneID (인간)	11065
GeneID	11065
면역원(Immunogen)	재조합 단백질
공급원(Source)	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
애플리케이션	WB, ELISA
교차 반응성	인간(Human)
SWISS	O00762
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스백