

Wb, Ihc-P, Elisa용 항Ube2C 토끼 단클론 항체 - O00762

품목 번호: CM0005494



소개

UBE2C(UbcH10)를 표적으로 하는 토끼 단클론 항체로, WB, IHC-P 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 세포주기 및 유사분열 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2C 토끼 mAb
비고/별칭	UBCH10; dJ447F3.2; UBE2C
종	인간
유전자 ID (인간)	11065
유전자 ID	11065
면역원	제조합 단백질 인간 TLR4(NP_008950.1)의 아미노산 1-179에 해당하는 서열을 포함하는 제조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O00762
단백질 분자량	20kDa
배송	아이스 팩