

Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa용 Anti-Ube2C Rabbit Polyclonal Antibody - O00762

품목 번호: CM0025005



소개

APC/C 매개 유사분열 진행에 필수적인 E2 유비퀴틴 결합 효소인 UBE2C (UBCH10)를 타겟팅하는 토끼 다클로날 항체입니다. WB, IHC-P, IF/ICC, IP 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 세포 주기 및 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2C Rabbit pAb
비고/별칭	UBCH10; dJ447F3.2; UBE2C
종(Species)	Human
Gene ID (Human)	11065
Gene ID	11065
면역원(Immunogen)	인간 UBE2C (NP_008950.1)의 아미노산 1-179에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	Polyclonal Antibodies
애플리케이션(Application)	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	O00762
단백질 분자량	20kDa
배송(Shipping)	Ice bag