

Ihc-P 및 Elisa용 Anti-Ube2D1/Sft Rabbit Monoclonal Antibody - P51668

품목 번호: CM0003698



소개

인간 UBE2D1/SFT(UbcH5)를 표적으로 하는 고특이성 토끼 단일클론항체로, IHC-P 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 래트와 교차반응합니다. 유비퀴틴 경로 및 단백질 분해 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	SFT Rabbit mAb
비고/별칭	SFT; UBCH5; UBC4/5; UBCH5A; E2(17)KB1
종	인간
GeneID (인간)	7321
면역원	인간 SFT(NP_003329.1)의 아미노산 50-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	단일클론 항체
응용 분야	IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P51668
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백