

Wb용 Anti-Ube2D2 폴리클로날 항체 - P62837

품목 번호: CM0018476



소개

인간 UBE2D2에 대한 토끼 폴리클로날 항체로, WB 및 ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 쥐와 교차 반응합니다. 단백질 분해 및 p53 조절에 관여하는 유비퀴틴 결합 효소 E2 D2를 표적으로 합니다. 유비퀴틴 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2D2 Rabbit pAb
비고/별칭	UBC4; PUBC1; UBCH4; UBC4/5; UBCH5B; E2(17)KB2; UBE2D2
종	인간(Human)
유전자 ID (인간)	7322
유전자 ID	7322
면역원	재조합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체
응용	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P62837
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩