

Wb 및 Elisa용 Anti-Ube2D3 Rabbit Polyclonal Antibody - P61077

품목 번호: CM0013606



소개

UBE2D3(UBCH5C)에 대한 토끼 폴리클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 인간, 마우스 및 래트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴화, DNA 수리 및 신호 전달 경로 연구에 이상적입니다.

자세히 알아보기

매개변수	값
제품명	UBE2D3 Rabbit pAb
비고/별칭	UBC4/5; UBCH5C; E2(17)KB3; UBE2D3
종	인간
유전자 ID (인간)	7323
유전자 ID	7323
면역원	합성 펩타이드
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P61077
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백