

Wb 및 Elisa용 Anti-Ube2D4 토끼 다가클로날 항체 - Q9Y2X8

품목 번호: CM0029730

소개

WB 및 ELISA용으로 검증된 UBE2D4 토끼 다가클로날 항체입니다. 인간, 마우스 및 랫트와 반응합니다. 유비퀴틴 결합 효소 E2 D4 (HBUCE1), 17 kDa를 인식합니다. 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2D4 Rabbit pAb
비고/별칭	HBUCE1; UBE2D4
종(Species)	Human
GeneID (Human)	51619
GeneID	51619
면역원(Immunogen)	인간 UBE2D4 (NP_057067.1)의 아미노산 1-147에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원(Source)	Rabbit
카테고리	다가클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
어플리케이션(Application)	WB, ELISA
교차 반응성(Cross Reactivity)	Human, Mouse, Rat
SWISS	Q9Y2X8
단백질 분자량(Protein Weight)	17kDa
배송(Shipping)	아이스 팩(Ice bag)