


Wb, Elisa용 Anti-Ube2E1 다클론 항체 - P51965

품목 번호: CM0017504



소개

WB 및 ELISA에 대해 검증된 Anti-UBE2E1 다클론 항체입니다. 단백질 분해 및 ISGylation에 관여하는 21 kDa 유비퀴틴 결합 효소인 인간, 마우스 및 랫드 UBE2E1을 검출합니다. 유비퀴틴 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2E1 Rabbit pAb
비고/별칭	UBCH6; UBE2E1
종	인간
유전자 ID (인간)	7324
유전자 ID	7324
면역원	인간 UBE2E1(NP_003332.1)의 아미노산 1-50에 해당하는 합성 펩타이드
제조 숙주	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P51965
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백