

Wb, Elisa용 항Ube2E2 다클론 항체 - Q96Lr5

품목 번호: CM0020553



소개

웨스턴 블롯 및 ELISA 적용에 적합한 UBE2E2 토끼 다클론 항체(UBCH8). 인간 UBE2E2를 인식하며 마우스, 래트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2E2 토끼 pAb
비고/별칭	UBCH8; UBE2E2
종	인간
유전자 ID (인간)	7325
면역원	인간 UBE2E2(NP_689866.1)의 아미노산 1-201에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	마우스, 래트
SWISS	Q96LR5
단백질 분자량	22kDa
배송	아이스 팩