

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ube2G2 폴리클로날 항체 - P60604

품목 번호: CM0015959



소개

ERAD에 관여하는 E2 유비퀴틴 결합 효소인 인간 UBE2G2 (UBC7)에 대한 고품질의 토끼 폴리클로날 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 마우스 및 랫트와 교차 반응합니다. 유비퀴틴 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2G2 Rabbit pAb
비고/별칭	UBC7; UBE2G2
종	인간(Human)
GeneID (인간)	7327
GeneID	7327
면역원	인간 UBE2G2 (NP_003334.2)의 아미노산 1-165에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
공급원	토끼(Rabbit)
카테고리	폴리클로날 항체(Polyclonal Antibodies)
애플리케이션	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간(Human), 마우스(Mouse), 랫트(Rat)
SWISS	P606604
단백질 분자량	19kDa
배송	아이스 팩(Ice bag)