


Wb 및 Elisa용 Anti-Ube2H 폴리클로날 항체 - P62256

품목 번호: CM0029374



소개

인간 UBE2H (유비퀴틴-접합 효소 E2 H, 21kDa)에 대한 토끼 폴리클로날 항체. WB 및 ELISA에 유효함. 마우스 및 래트와 교차 반응함. 유비퀴틴화 연구에 적합함.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2H 토끼 pAb
비고/별칭	GID3; UBC8; UBCH; UBCH2; E2-20K; UBE2H
종	인간
유전자 ID (인간)	7328
면역원	인간 UBE2H (NP_003335.1)의 아미노산 1-183에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 퓨전 단백질.
원천	토끼
카테고리	폴리클로날 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	P62256
단백질 분자량	21kDa
배송	아이스백