


Wb, Elisa용 항-Ube2J2 다클론 항체 - Q8N2K1

품목 번호: CM0029554



소개

웨스턴 블롯과 ELISA에서 검증된 다클론 항체인 UBE2J2 토끼 pAb는 ERAD 및 자가포식 조절에 관여하는 ER 상주 E2 유비퀴틴 결합 효소인 인간, 생쥐, 래트 UBE2J2를 인식합니다. 단백질 분해 경로 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2J2 토끼 pAb
비고/별칭	UBC6; NCUBE2; NCUBE-2; PRO2121
종	인간
유전자ID (인간)	118424
면역원	인간 UBE2J2 (NP_477515.2)의 아미노산 1-230에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
생산원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 생쥐, 래트
SWISS	Q8N2K1
단백질 분자량	29kDa
배송	아이스백