

## Anti-Ube2L3 / Ubch7 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P68036

품목 번호: CM0002596



### 소개

WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증된 Anti-Ube2L3 / UBCH7 Rabbit Monoclonal Antibody. 인간, 마우스, 래트와 반응. 단백질 분해 및 세포 주기 진행에 관여하는 유비퀴틴-접합 효소 E2 L3(P68036)을 표적.

### [자세히 알아보기](#)

| 매개변수        | 값                                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------------------------|
| 제품명         | Ube2L3 / UBCH7 Rabbit mAb                                            |
| 비고/별칭       | E2-F1; L-UBC; UBCH7; UbcM4; Ube2L3 / UBCH7                           |
| 종           | 인간                                                                   |
| 유전자 ID (인간) | 7332                                                                 |
| 유전자 ID      | 7332                                                                 |
| 면역원         | 합성 펩타이드   인간 Ube2L3 / UBCH7 (P68036)의 아미노산 55-154에 해당하는 서열의 합성 펩타이드. |
| 원천          | 래빗                                                                   |
| 범주          | 모노클로날 항체                                                             |
| 응용 분야       | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                             |
| 교차 반응성      | 인간, 마우스, 래트                                                          |
| SWISS       | P68036                                                               |
| 단백질 분자량     | 18kDa                                                                |
| 배송          | 아이스백                                                                 |