

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ube2L6 다클론 항체 - O14933

품목 번호: CM0015558



소개

UBE2L6(RIG-B/UBCH8)에 대한 토끼 다클론 항체입니다. WB, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. 인간, 마우스, 랫드와 반응합니다. 유비퀴틴/ISG15 접합 및 단백질 분해 경로 연구를 지원합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2L6 토끼 pAb
비고/별칭	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
종	인간
GeneID(인간)	9246
GeneID	9246
면역원	합성 펩타이드 인간 UBE2L6(NP_004214.1)의 아미노산 100-153 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드.
동물 유래	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	O14933
단백질 분자량	18kDa
배송	아이스팩