

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ube2L6 토끼 단클론 항체 - O14933

품목 번호: CM0006633



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 항-UBE2L6 토끼 단클론 항체입니다. 유비퀴틴 및 ISG15 결합 과정의 E2 효소인 인간, 마우스, 래트 UBE2L6(UBCH8/RIG-B)을 검출합니다. 유비퀴틴-프로테아좀 연구에 유용합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2L6 토끼 mAb
비고/별칭	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
종	인간
유전자 ID	9246
면역원	인간 UBE2L6 (NP_004214.1)의 아미노산 54-153 영역 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
출처	토끼
카테고리	단클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	O14933
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스 팩