

Wb, Ihc-P, Elisa용 항-Ube2L6 토끼 다클론 항체 - O14933

품목 번호: CM0028771



소개

WB, IHC-P, ELISA에서 검증된 UBE2L6 토끼 다클론 항체입니다. 단백질 분해 및 면역 신호 전달에 관여하는 E2 유비퀴틴/ISG15 접합 효소인 인간 및 마우스 UBE2L6(RIG-B/UbcH8)을 인식합니다. 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2L6 토끼 pAb
비고/별칭	RIG-B; UBCH8; UBE2L6
종	인간
유전자 ID (인간)	9246
유전자 ID	9246
면역원	인간 UBE2L6 (NP_004214.1)의 아미노산 100-153번 서열에 해당하는 합성 펩티드
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IHC-P, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	O14933
단백질 분자량	18kDa
배송 방식	아이스팩