

## Wb, Elisa용 항-Ube2N1 다클론 항체 - Q5Jxb2

품목 번호: CM0030540

### 소개

웨스턴 블롯 및 ELISA용 인간 UBE2NL(추정 유비퀴틴 결합 효소 E2 N 유사 단백질)을 표적으로 하는 토끼 다클론 항체입니다. 마우스와 교차 반응합니다. 유비퀴틴화 연구 및 부정소 조직 연구에 적합합니다.

### [자세히 알아보기](#)

| 파라미터    | 값                                                                |
|---------|------------------------------------------------------------------|
| 제품명     | UBE2NL 토끼 pAb                                                    |
| 비고/별칭   | Li174, UBE2NL                                                    |
| 종       | 인간                                                               |
| 유전자 ID  | 389898                                                           |
| 면역원     | 인간 UBE2NL (NP_001013007.1)의 아미노산 1-100에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질 |
| 기원      | 토끼                                                               |
| 카테고리    | 다클론 항체                                                           |
| 적용 분야   | WB, ELISA                                                        |
| 교차 반응성  | 인간, 마우스                                                          |
| SWISS   | Q5JXB2                                                           |
| 단백질 분자량 | 17kDa                                                            |
| 배송      | 아이스백                                                             |