

Anti-Ube2N/Ubc13 Rabbit Monoclonal Antibody For Wb, Ihc-P, If/Icc,
Elisa - P61088

품목 번호: CM0004286

소개

이 Ube2N/Ubc13 토끼 단일클론 항체는 인간, 마우스, 쥐의 Ube2N (17 kDa)을 검출하며, WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA에 대해 검증되었습니다. DNA 수리 및 면역 신호 전달 경로에서 유비퀴틴-접합 효소 E2 N을 연구하는 데 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ube2N/Ubc13 Rabbit mAb
비고/별칭	UBC13; UbcH13; UBCHBEN; HEL-S-71; UbcH-ben; Ube2N/Ubc13
종	인간
GeneID (Human)	7334
GeneID	7334
면역원	인간 Ube2N/Ubc13 (P61088)의 아미노산 1-100 내 서열에 해당하는 합성 펩타이드
원천	토끼
분류	단일클론 항체
응용 분야	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 쥐
SWISS	P61088
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스팩