


Wb 및 Elisa용 Anti-Ube2N/Ubc13 토끼 다클론 항체 - P61088

품목 번호: CM0016253



소개

Ube2N/Ubc13 토끼 pAb는 유비퀴틴 결합 효소 E2 N(P61088)을 표적으로 합니다. WB 및 ELISA에 대해 검증되었으며, 인간, 마우스 및 랫드와 교차 반응합니다. DNA 복구, 유비퀴틴화 및 세포 신호전달 경로 연구에 적합합니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	Ube2N/Ubc13 토끼 pAb
비고/별칭	UBC13; UbcH13; UBCHBEN; HEL-S-71; UbcH-ben; Ube2N/Ubc13
종	인간
GeneID (인간)	7334
GeneID	7334
면역원	인간 Ube2N/Ubc13(NP_003339.1)의 아미노산 1-152에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
항체 생산 종	토끼
분류	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 랫드
SWISS	P61088
단백질 분자량	17kDa
배송	아이스백