

## Ihc-P, Elisa용 Anti-Ube2O 폴리클로날 항체 - Q9C0C9

품목 번호: CM0019554



### 소개

IHC-P 및 ELISA 용도로 인간 UBE2O(E2-230K, 141 kDa)를 특이적으로 표적하는 토끼 폴리클로날 항체입니다. 유비퀴틴 접합, TRAF6 매개 NF-kB 신호 전달 및 BMP7 매개 지방 세포 분화 연구를 위한 핵심 도구입니다.

[자세히 알아보기](#)

| 매개변수                     | 값                                                                 |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 제품명                      | UBE2O Rabbit pAb                                                  |
| 비고/별칭                    | E2-230K; UBE2O                                                    |
| 종(Species)               | Human (인간)                                                        |
| Gene ID                  | 63893                                                             |
| 면역원(Immunogen)           | 인간 UBE2O (NP_071349.3)의 아미노산 1073-1292에 상응하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질. |
| 공급원(Source)              | Rabbit (토끼)                                                       |
| 카테고리                     | 폴리클로날 항체 (Polyclonal Antibodies)                                  |
| 응용(Applications)         | IHC-P, ELISA                                                      |
| 교차 반응성(Cross Reactivity) | Human (인간)                                                        |
| SWISS                    | Q9C0C9                                                            |
| 단백질 분자량                  | 141kDa                                                            |
| 배송(Shipping)             | 아이스백 (Ice bag)                                                    |