

Anti-Ube2O 토끼 다클론 항체 [Ko 검증 완료] - Wb, If/Icc, Ip, Elisa용 - Q9C0C9

품목 번호: CM0018313



소개

인간 UBE2O(E2-230K)에 대한 토끼 다클론 항체, KO 검증 완료. WB, IF/ICC, IP, ELISA에서 검증되었으며 인간, 마우스, 래트와 반응합니다. 유비퀴틴 연결, 세포 부착 및 단백질 수송 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	세부 정보
제품명	[KO 검증 완료] UBE2O 토끼 pAb
비고/별칭	E2-230K; 20
종	인간
유전자 ID (인간)	63893
유전자 ID	63893
면역원	인간 UBE2O(NP_071349.3)의 아미노산 1073-1292에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질입니다.
원천	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, IP, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q9C0C9
단백질 분자량	141kDa
배송	아이스백