

Wb, Elisa용 항-Ube2Q2 다클론 항체 - Q8Wvn8

품목 번호: CM0027980



소개

인간 UBE2Q2를 표적으로 하는 토끼 다클론 항체로, 웨스턴 블롯 및 ELISA에 적합합니다. 분자량 43 kDa인 인간 및 마우스 UBE2Q2를 인식하며, 유비퀴틴화 연구에 이상적입니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	UBE2Q2 토끼 pAb
비고/별칭	UBE2Q2
종	인간
GeneID (인간)	92912
GeneID	92912
면역원	재조합 단백질 인간 UBE2Q2 (NP_775740.1)의 아미노산 1-150에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
공급원	토끼
카테고리	다클론 항체
적용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스
SWISS	Q8WVN8
단백질 분자량	43kDa
배송 방법	아이스 팩