

Anti-Ube2R2 다클론 항체 (Wb, If/Icc, Elisa용) - Q712K3

품목 번호: CM0030064



소개

사람, 마우스, 랫드 대상 WB, IF/ICC, ELISA 검증 완료된 UBE2R2 토끼 다클론 항체입니다. 유비퀴틴 경로에 관여하는 유비퀴틴 결합 효소 E2 R2(27 kDa, UniProt Q712K3)를 표적으로 하며, 재조합 면역원을 사용하였습니다.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2R2 토끼 pAb
비고/별칭	UBC3B; CDC34B; E2-CDC34B; UBE2R2
종	사람 (Human)
유전자 ID (사람)	54926
유전자 ID	54926
면역원	재조합 단백질 사람 UBE2R2(NP_060281.2)의 1-238 아미노산 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질.
출처	토끼
카테고리	다클론 항체
응용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	사람, 마우스, 랫드
SWISS	Q712K3
단백질 무게	27kDa
배송	아이스팩