

Wb, If/Icc, Elisa용 Anti-Ube2S Rabbit Polyclonal Antibody - Q16763

품목 번호: CM0026899



소개

인간 UBE2S를 표적으로 하는 고훈이성 rabbit polyclonal 항체로, WB, IF/ICC 및 ELISA에 대해 검증됨. 마우스 및 래트와 교차반응. APC/C 매개 유비퀴틴화 및 유사분열 진행 연구에 이상적.

[자세히 알아보기](#)

매개변수	값
제품명	UBE2S Rabbit pAb
비고/별칭	EPF5; E2EPF; E2-EPF; UBE2S
종	인간
GeneID (인간)	27338
GeneID	27338
면역원	인간 UBE2S (NP_055316.2)의 아미노산 1-222에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
범주	폴리클론 항체
적용 분야	WB, IF/ICC, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16763
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백