

Anti-Ube2S Rabbit Polyclonal Antibody (Ko 검증) For Wb, Elisa - Q16763

품목 번호: CM0021517



소개

KO 검증된 인간 UBE2S를 표적하는 토끼 폴리클론 항체. UBE2S는 세포 주기 조절 및 단백질 분해에 관여하는 유비퀴틴 접합 효소입니다. WB 및 ELISA에 적합하며, 인간, 마우스, 래트와 교차 반응합니다.

[자세히 알아보기](#)

파라미터	값
제품명	[KO 검증] UBE2S Rabbit pAb
비고/별칭	EPF5; E2EPF; E2-EPF; 2S
종	인간
GeneID	27338
면역원	인간 UBE2S (NP_055316.2)의 아미노산 122-221에 해당하는 서열을 포함하는 재조합 융합 단백질
원천	토끼
카테고리	폴리클론 항체
응용 분야	WB, ELISA
교차 반응성	인간, 마우스, 래트
SWISS	Q16763
단백질 분자량	24kDa
배송	아이스백